

NORIKS Kompressionsstrümpfe mit Reißverschluss

Abgestufte Kompression 15–20 mmHg mit seitlichem Reißverschluss.

Kompression	15 – 20 mmHg, abgestuft (am stärksten am Knöchel)
Reißverschluss	Seitlicher Reißverschluss mit schützender Innenblende
Größen	S/M, L/XL, 2XL — nach Wadenumfang
Tragen	Tagsüber, bis zu 12 Stunden
Wäsche	Handwäsche kalt oder Schonprogramm



IM PAKET

- 1 Paar Kompressionsstrümpfe (je nach gewähltem Paket)

SCHNELLSTART

1. Messen Sie den Wadenumfang an der breitesten Stelle und wählen Sie die Größe aus der Tabelle.
2. Ziehen Sie die Strümpfe morgens im Sitzen an, bevor die Beine anschwellen.
3. Schließen Sie den Reißverschluss vom Knöchel nach oben und halten Sie den Stoff dabei am Bein.

1. Größenwahl

Größe	Wadenumfang	Schuhgröße
S/M	23 – 36 cm	36 – 40
L/XL	36 – 45 cm	40 – 44
2XL	45 – 56 cm	44 – 48

Wählen Sie die Größe nach dem **Wadenumfang**, nicht nach der Schuhgröße. Messen Sie morgens, an der breitesten Stelle der Wade, bei entspanntem Bein. Liegen Sie an der Grenze zweier Bereiche, nehmen Sie die größere Nummer.

2. Anziehen

- 1 Setzen Sie sich hin und öffnen Sie den Reißverschluss vollständig.
- 2 Ziehen Sie den Strumpf über den Fuß, sodass die Ferse in den dafür geformten Teil sitzt.
- 3 Richten Sie den Strumpf faltenfrei an der Wade aus — Falten erzeugen Druckstellen.
- 4 Drücken Sie mit einer Hand den Stoff ans Bein, damit die Schutzblende zwischen Reißverschluss und Haut bleibt, und schließen Sie mit der anderen langsam den Reißverschluss vom Knöchel nach oben.
- 5 Prüfen Sie, dass der obere Rand nicht einrollt und nicht ins Knie schneidet.

**VIŠE OD 5.200
ZADOVOLJNIH KUPACA**



Monika S.

"Godinama sam svake večeri imala otečene gležnjeve. Otkako nosim Noriks, ponovno su normalni. Čak mogu opet obuti cipele koje 3 godine nisam nosila. Muž kaže da opet hodam kao prije."



Verificirana recenzija

Der Reißverschluss erleichtert das Anziehen ohne Zerren.



Abgestufte Kompression: am stärksten am Knöchel, schwächer Richtung Knie.

3. Wie lange tragen

- Morgens anziehen und tagsüber tragen — bis etwa 12 Stunden.
- Vor dem Schlafen ausziehen, sofern Ihre Ärztin oder Ihr Arzt nichts anderes angeordnet hat.
- Bei langem Stehen, Sitzen oder auf Reisen während der gesamten Aktivität tragen.
- In den ersten Tagen kann sich die Kompression ungewohnt anfühlen — beginnen Sie mit 2 bis 3 Stunden täglich.

4. Problemlösung

Was passiert	Ursache	Lösung
Der Reißverschluss öffnet sich von selbst	Der Stoff ist nach unten gezogen oder der Umfang liegt an der oberen Grenze	Ziehen Sie den Strumpf vor dem Schließen höher an die Wade; wiederholt sich das, nehmen Sie die größere Nummer
Ich kann den Reißverschluss nicht schließen	Zu kleine Größe oder geschwollenes Bein	Morgens anziehen; geht es auch dann nicht, gegen die größere Nummer tauschen
Kribbeln, kalte oder blasse Zehen	Zu starke Kompression oder eine einschneidende Falte	Strumpf sofort ausziehen, glatt streichen und erneut anziehen; wiederholt sich das, ärztlichen Rat einholen
Der Strumpf rutscht nach unten	Wadenumfang an der unteren Grenze des Bereichs	Die kleinere Nummer nehmen
Rote Abdrücke auf der Haut	Falte oder zu fest sitzender oberer Rand	Stoff glatt streichen; ein leichter Abdruck des Gestricks ist normal, eine tief eingedrückte Spur nicht

5. Wäsche und Pflege

- Von Hand kalt waschen oder in der Maschine im Schonprogramm, mit **geschlossenem Reißverschluss** und im Wäschenetz.
- Kein Bleichmittel und kein Weichspüler — sie schädigen die elastischen Fasern, die die Kompression erzeugen.
- An der Luft liegend trocknen. Nicht im Trockner, nicht auf der Heizung oder in der Sonne.
- Den Reißverschluss gelegentlich mit einem feuchten Tuch abwischen, damit keine Fasern darin bleiben.
- Bei täglichem Tragen das Paar etwa alle 6 Monate ersetzen — die Kompression lässt mit der Zeit nach.

Halten Sie vor dem Tragen ärztliche Rücksprache, wenn Sie eine periphere arterielle Verschlusskrankheit, offene Wunden, eine akute Hautentzündung, diabetische Veränderungen am Fuß oder eine tiefe Venenthrombose haben.

6. Garantie, Umtausch und Rückgabe

- Rückgabe oder Umtausch können Sie innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung anmelden.
- Das Produkt muss unbenutzt und ungewaschen in der Originalverpackung sein, mit beiliegendem Beleg.
- Die Kosten der Rücksendung trägt der Kunde — außer das Produkt kam beschädigt an oder es wurde der falsche Artikel geliefert.
- Die Rückerstattung erfolgt auf PayPal oder IBAN, innerhalb von 3 bis 5 Werktagen nach Eingang der Sendung.
- Für Rückgabe oder Umtausch schreiben Sie an info@noriks.com und nennen Sie Ihre Bestellnummer.

Kommt das Produkt beschädigt oder mit einem Verarbeitungsfehler an, melden Sie sich sofort — das klären wir ohne Kosten für Sie.

Kompressionsstrümpfe sind eine Alltagsunterstützung, keine medizinische Behandlung. Sie stellen keine Diagnose und ersetzen keinen ärztlichen Rat. Halten Beschwerden an, verstärken sie sich oder treten sie nach einer Verletzung auf, wenden Sie sich an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.