

NORIKS PureDry — waschbare Inkontinenz-Boxershorts

Bis zu 300 ml Saugleistung, siebenlagiger Kern und wasserabweisende Membran.

Saugleistung	Bis zu 300 ml
Aufbau	Außenlage aus Bambusfaser mit Elasthan, 7-lagiger Saugkern, wasserabweisende atmungsaktive Membran
Zertifikat	Oeko-Tex® — frei von Schadstoffen
Größen	S – 8XL nach Hüftumfang
Wäsche	30 – 40 °C, Schonprogramm, Trocknen an der Luft



IM PAKET

- Boxershorts je nach gewähltem Paket

SCHNELLSTART

1. Messen Sie den Hüftumfang an der breitesten Stelle und wählen Sie die Größe aus der Tabelle.
2. Tragen Sie sie wie normale Unterwäsche — der Saugkern ist bereits eingearbeitet.
3. Spülen Sie sie vor dem Waschen kalt aus und waschen Sie bei 30 – 40 °C, ohne Weichspüler.

1. Größenwahl

Größe	Hüftumfang
S	bis 76 cm
M	77 – 85 cm
L	86 – 94 cm
XL	95 – 102 cm
2XL	103 – 114 cm
3XL	115 – 121 cm
4XL	122 – 129 cm
5XL	130 – 137 cm
6XL	138 – 145 cm
7XL	146 – 153 cm
8XL	154 cm und mehr

Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Nummer — der Kern liegt dann besser an und die Saugleistung ist verlässlicher.

2. Vor dem ersten Tragen

- Waschen Sie die Boxershorts vor dem ersten Gebrauch — der Saugkern erreicht seine volle Saugkraft erst nach der ersten Wäsche.
- Verwenden Sie auch bei der ersten Wäsche keinen Weichspüler: Er legt sich um die Fasern und mindert die Saugleistung.

3. Tragen über den Tag

- Tragen Sie sie wie normale Unterwäsche — eine zusätzliche Einlage ist nicht nötig.
- Bei leichtem Harnverlust reicht ein Paar üblicherweise für den ganzen Tag.
- Bei stärkerem Harnverlust planen Sie einen Wechsel um die Tagesmitte und nehmen ein Paar in einem wasserdichten Beutel mit.
- Ein Feuchtigkeitsgefühl auf der Haut zeigt an, dass der Kern gesättigt ist — wechseln Sie das Paar.



Der siebenlagige Kern bleibt unter der Kleidung unauffällig.



Schnitt und Aussehen wie bei normaler Unterwäsche.

4. Wäsche und Pflege

- 1 Spülen Sie die Boxershorts nach dem Tragen kalt aus, bis das Wasser klar bleibt.
- 2 Waschen Sie bei 30 – 40 °C im Schonprogramm, mit Wäsche ähnlicher Farben.
- 3 Kein Weichspüler und kein Bleichmittel.
- 4 An der Luft trocknen. Nicht im Trockner und nicht auf der Heizung — die Membran verträgt keine hohen Temperaturen.

Bei richtiger Wäsche behalten die Boxershorts ihre Saugkraft über Hunderte von Wäschen und ersetzen Einwegeinlagen und Windeln.

5. Problemlösung

Was passiert	Ursache	Lösung
Die Saugleistung hat nachgelassen	Weichspüler hat die Fasern verschlossen	Zweimal ohne Waschmittel bei 40 °C waschen; künftig ohne Weichspüler
Feuchtigkeit ist auf der Haut spürbar	Der Kern ist gesättigt	Paar wechseln; bei stärkerem Harnverlust einen Wechsel um die Tagesmitte einplanen
Auslaufen an der Seite	Zu große Größe — der Kern liegt nicht an	Die kleinere Nummer nehmen
Unangenehmer Geruch nach der Wäsche	Die Boxershorts wurden vor der Wäsche nicht ausgespült	Vor der Maschine immer kalt ausspülen; gelegentlich eine halbe Tasse Essig mitwaschen

6. Garantie, Umtausch und Rückgabe

- Rückgabe oder Umtausch können Sie innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung anmelden.
- Das Produkt muss unbenutzt und ungewaschen in der Originalverpackung sein, mit beiliegendem Beleg.
- Die Kosten der Rücksendung trägt der Kunde — außer das Produkt kam beschädigt an oder es wurde der falsche Artikel geliefert.
- Die Rückerstattung erfolgt auf PayPal oder IBAN, innerhalb von 3 bis 5 Werktagen nach Eingang der Sendung.
- Für Rückgabe oder Umtausch schreiben Sie an info@noriks.com und nennen Sie Ihre Bestellnummer.

Kommt das Produkt beschädigt oder mit einem Verarbeitungsfehler an, melden Sie sich sofort — das klären wir ohne Kosten für Sie.

Die saugfähigen Boxershorts sind ein Hilfsmittel für den Alltagskomfort, keine medizinische Behandlung. Sie stellen keine Diagnose und ersetzen keinen ärztlichen Rat. Halten Beschwerden an, verstärken sie sich oder treten sie nach einer Verletzung auf, wenden Sie sich an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.