

NORIKS KneeFix — orthopädische Kniebandage

Einstellbare Kompression, seitliche Stabilisatoren und Gelpolster für die Kniescheibe.

Kompression	Über ein Rädchen einstellbar, ohne die Bandage abzunehmen
Stabilisierung	Zwei seitliche Stabilisatoren
Polster	Gelpolster, das die Kniescheibe umschließt
Halt	Silikonrand gegen Verrutschen
Größen	S/M – 2XL nach Körpergewicht; Ausführung für linkes und rechtes Knie



IM PAKET

- 1 Kniebandage (Kennzeichnung L = links, R = rechts)

SCHNELLSTART

1. Prüfen Sie die Kennzeichnung für das linke oder rechte Knie.
2. Lösen Sie das Rädchen vollständig und ziehen Sie die Bandage wie einen Strumpf an.
3. Richten Sie die Öffnung um die Kniescheibe aus und ziehen Sie die Kompression schrittweise an.

1. Größenwahl

Größe	Körpergewicht
S/M	50 – 75 kg
L	75 – 90 kg
XL	90 – 110 kg
2XL	110 – 130 kg

Die Bandage wird getrennt für das linke und das rechte Knie gefertigt. Prüfen Sie vor dem Anlegen die Kennzeichnung — verkehrt angelegt sitzen die Stabilisatoren nicht an der richtigen Stelle.

2. Anlegen

1. Lösen Sie das Kompressionsrädchen vollständig (Drehen nach links).
2. Ziehen Sie die Bandage über den Fuß bis zum Knie, wie einen Strumpf.
3. Richten Sie sie so aus, dass die Öffnung genau um die Kniescheibe liegt und das Gelpolster sie umschließt.
4. Prüfen Sie, dass die seitlichen Stabilisatoren neben dem Knie liegen und nicht vorne.
5. Ziehen Sie die Kompression mit dem Rädchen schrittweise bis zu einem angenehmen Gefühl von Halt an.

Udoban oslonac u 3 koraka



1. NAVUCITE STEZNIK PREKO KOLJENA

Povucite steznik
prema gore za
siguran i udoban
dosjed.

2. PORAVNAJTE GEL JASTUČIĆ

Postavite gel jastučić
centrirano oko
čšašice koljena.

3. PRILAGODITE KOMPRESIJU

Okrenite kotačić
kako biste prilagodili
oslonac i stabilnost.

Drei Schritte zum richtigen Sitz.



Precizni kotačić za kompresiju

Prilagodljiva
kompresija i siguran
dosjed

Silikonski grip protiv klizanja

Mekana silikonska
tekstura sprječava
klizanje i uvijanje.



Dvostruki bočni stabilizatori

Bočna stabilnost koljena



GEL jastučić za patelu

Rasterećenje pritiska i
ublažavanje udaraca

Rädchen, seitliche Stabilisatoren und Gelpolster.

3. Kompression einstellen

- Passen Sie die Kompression über den Tag an: fester beim Gehen, auf Treppen und bei längerem Stehen, lockerer beim Sitzen und Ausruhen.
- Eine richtig angezogene Bandage **verrutscht** beim Gehen nicht, und der Unterschenkel behält normale Farbe und Wärme.
- Das Rädchen lässt sich auch am Bein drehen — die Bandage muss dafür nicht abgenommen werden.



Die seitlichen Stabilisatoren folgen der Beugung des Knies.

4. Wie lange tragen

- Erste Tage: 2 – 3 Stunden täglich, bis sich das Knie daran gewöhnt.
- Danach: während Tätigkeiten, die das Knie belasten — Gehen, Arbeit, Training, Treppen.
- Tragen Sie sie nicht während des Schlafens.

5. Problemlösung

Was passiert	Ursache	Lösung
Die Bandage rutscht nach unten	Zu schwache Kompression oder feuchte Haut	Rädchen nachziehen; den Silikonrand mit einem feuchten Tuch abwischen, damit er wieder haftet
Kribbeln oder Taubheit im Unterschenkel	Zu starke Kompression	Rädchen sofort lösen; klingt das Gefühl nicht in wenigen Minuten ab, Bandage abnehmen

Was passiert	Ursache	Lösung
Die Öffnung sitzt nicht um die Kniescheibe	Bandage zu tief angezogen oder falsche Ausführung L/R	Kennzeichnung prüfen und die Bandage so verschieben, dass das Polster die Kniescheibe umschließt
Die Bandage wirft in der Kniekehle Falten	Zu große Größe	Nehmen Sie die kleinere Nummer laut Gewichtstabelle

6. Wäsche und Pflege

- Handwäsche bei 30 °C mit mildem Waschmittel, ohne Weichspüler und Bleichmittel.
- An der Luft liegend trocknen. Nicht im Trockner, auf der Heizung oder in der Sonne.
- Den Silikonrand gelegentlich mit einem feuchten Tuch abwischen, damit er haften bleibt.
- Rädchen und Führungen trocken und frei von Sand und Staub halten.

KneeFix ist eine Alltagsunterstützung und keine medizinische Behandlung. Bei akuter Verletzung, starker Schwellung, überwärmtem oder instabilem Knie sowie nach einer Operation entscheiden Sie über das Tragen gemeinsam mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

7. Garantie, Umtausch und Rückgabe

- 30 Tage Geld-zurück-Garantie — senden Sie das Produkt im erhaltenen Zustand zurück.
- Kostenloser Größentausch innerhalb von 90 Tagen. Eine E-Mail genügt, kein Papierkram.
- Für Umtausch oder Rückgabe schreiben Sie an info@noriks.com und nennen Sie Ihre Bestellnummer.